

5. COORDONNÉES DE VOTRE ÉTABLISSEMENT

Pour prendre rendez-vous concernant votre fauteuil roulant à l'exception des quadriporteurs

Centre de réadaptation Lucie-Bruneau (CRLB)

Service des aides techniques
2305, avenue Laurier-Est, Montréal, (Québec) H1H 2N8
Téléphone : 514 527-4527, poste 2240
Adresse courriel : sat.crlb.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

Centre de réadaptation Lethbridge-Layton-Mackay (CRLLM)

Service des aides techniques
Établissement Constance-Lethbridge
7005, boul. de Maisonneuve Ouest, Montréal, (Québec) H4B 1T3
Téléphone : 514 487-1891, poste 273

Pour prendre rendez-vous concernant votre fauteuil roulant ou quadriporteur

Institut de réadaptation Gingras-Lindsay de Montréal (IRGLM)

Service des aides techniques
6300, rue Darlington, Montréal, (Québec) H3S 2J4
Téléphone : 514 340-2080
Adresse courriel : sat.irglm.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

DÉPANNAGE

IRGLM : 514 340-2705
Service 7 jours sur 7, de 9h à 21h
Fermé le 25 décembre et le 1^{er} janvier

Centre intégré
universitaire de santé
et de services sociaux
du Centre-Sud-
de-l'Île-de-Montréal

Québec

Centre intégré
universitaire de santé
et de services sociaux
de l'Ouest-de-
l'Île-de-Montréal

Québec

DÉPANNAGE POUR VOTRE APPAREIL



Sections du livret

1. QUOI FAIRE SI VOTRE FAUTEUIL ROULANT TOMBE EN PANNE ?
2. AVEZ-VOUS VÉRIFIÉ ?
3. VOTRE APPAREIL, VOTRE RESPONSABILITÉ
4. L'ENTRETIEN DE VOTRE APPAREIL
5. COORDONNÉES DE VOTRE ÉTABLISSEMENT

1. QUOI FAIRE SI VOTRE FAUTEUIL ROULANT BRISE ?

Il est important de maintenir un bon entretien de votre appareil, mais il peut arriver que votre appareil se brise de façon imprévue.

Qu'est-ce qu'une urgence ? : Bris ayant un impact important sur votre sécurité, votre posture ou vos activités quotidiennes.

Exemples d'urgences pour un fauteuil roulant :

Crevaisons	Appui-pied cassé	Frein non sécuritaire
Coussin Roho percé	Dossier cassé	Bris électronique important

Vous êtes en panne ou votre appareil est endommagé ?

- Êtes-vous en mesure de vous déplacer vers votre service d'aides techniques le plus proche ?
 - Si oui, prenez rendez-vous. Le service d'aide technique pourra juger avec vous de l'urgence de la situation (coordonnées à l'arrière du livret).
- Vous êtes immobilisé ou en panne ?
 - Pour les fauteuils roulants motorisés et quadriporteurs**, en premier lieu, consultez la section « **2. AVEZ-VOUS VÉRIFIÉ ?** ».
 - Si ceci ne règle pas votre problème, contactez le service de dépannage. (coordonnées à l'arrière du livret).
 - Sachez que seule l'urgence sera réparée. Un rendez-vous d'entretien supplémentaire pourrait être nécessaire auprès de votre service d'aide technique.

Le dépannage n'est pas un service d'entretien à domicile et n'effectue pas de service pour les appareils personnels

2. AVEZ-VOUS VÉRIFIÉ ?



Fauteuil roulant motorisé et quadriporteur

- ✓ **Batterie** : Avez-vous chargé votre batterie toute la nuit? Si ce n'est pas le cas, faites-la charger pour une période d'au moins 24h.
- ✓ **Prise murale** : Est-ce qu'elle fonctionne? Essayez une autre prise au besoin.
- ✓ **Ne pas brancher sur une rallonge électrique.**
- ✓ Est-ce que l'appareil a absorbé de la pluie ou de la neige ? Si c'est le cas, faire sécher l'appareil à l'intérieur pour une durée de 24h.

- ✓ **Vérifier si le mode « Motorisé » est bien enclenché (l'aide d'une autre personne est requise).** Votre appareil pourrait être en mode MOTORISÉ VS MANUEL (neutre). La plupart des boutons se retrouve sous l'appareil. Vous référer aux informations du fabricant pour le localiser.

Fauteuil roulant motorisé uniquement

- ✓ Votre fauteuil est en mode "tortue" (ou lumière rouge) → Remettre votre bascule de siège plus droite (à la verticale) ; le mode s'ajustera.

3. VOTRE APPAREIL, VOTRE RESPONSABILITÉ

- Vous êtes responsable de votre appareil et de son entretien régulier.
- Vous devez le garder propre et en bon état.
- Vous devez prendre deux rendez-vous d'entretien général par année pour l'entretien de votre fauteuil.
- Si votre batterie ne tient plus la charge, prévoir prendre rendez-vous avant d'être en panne.

4. L'ENTRETIEN DE VOTRE APPAREIL

Fauteuil roulant manuel :

Toutes les semaines :

- Vérifiez la pression des pneus.

Tous les mois :

- Vérifiez l'état des freins.
- Nettoyez les tissus et le châssis.

Fauteuil roulant motorisé et quadriporteur :

Tous les jours :

- Rechargez complètement les batteries.
- Attention à vos batteries, elles doivent être utilisées raisonnablement.
- **Ne jamais charger vos batteries plus d'une fois par jour.**

Toutes les semaines :

- Vérifiez la pression des pneus.

Tous les mois :

- Vérifiez le bon fonctionnement du système de freinage.
- Nettoyez les tissus et le châssis.